

	Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. Purkyňova 1849, 470 01, Česká Lípa	Platné od: 11.02.2021
		Verze: 09

**Příloha č. 1 Seznam prováděných vyšetření, typ odběrové nádoby (Odběr), stabilita (Stab.)...**

Analyt:	Odběr:	Stab.:	Analyt:	Odběr:	Stab.:
Albumin		3d	Homocystein		3d
Albumin v moči		---	Kalprotektin (stolice)		3d
alfa-1-antitrypsin (A1AT)		3d	K (kalium, draslík)		3h
alfa-1-fetoprotein (AFP)		3d	Kreatinin		3d
ALP		3h	Kreatinin enzymaticky		5d
Alkohol (ethanol)		n)	Kyselina močová		3d
ALT		3h	Laktát		8h
Amikacin		2d	LDH (laktátdehydrogenáza)		24h
Amoniak – před odběrem domluvit s OKB!!!		---	LPS (lipáza)		3d
AMS		3d/1)	Mg (magnesium, hořčík)		3d
ASLO		3d	Moč – chem. vyš. + sediment		---
AST		3h	Mok mozkomíšni – zákl. vyš.		3h
Astrup (ABR), ionizovaný vápník měřený		!ne!	Na (natrium, sodík)		3h
Beta-2-mikroglobulin		3d	NSE		---
Bilirubin celkový – udržovat v temnu...		8h	NT-pBNP		3d
Bilirubin konjugovaný – udržovat v temnu...		8h	Okultní krvácení		3d
C3, C4 – komplement		3d	Osmolalita		2)
Ca (vápník, kalcium)		3h	PAPP A		8d
CA 15-3, 19-9, 72-4, 125		3d	Parathormon PTH (1-84)		2d
CEA		3d	Prealbumin		3d
Cl (chloridy)		3h	Prokalcitonin		24h
Cholesterol celkový		3d	Protein celkový		3d
Cholesterol „HDL“		3d	PSA		24h
Cholesterol „LDL“ (počítaný)	xxx	---	fPSA		24h
CK (kreatinináza)		3d	aTG		3d
CK-MB mass		8h	aTPO		3d
CRP		3d	TRAK / aTSHR		3d
Digoxin		3d	RF (revmatoidní faktor)		3d
Moč – drogový screening		---	T4 volný (fT4)		3d
ELFO (elektroforéza proteinů)		24h	T3 celkový (T3)		3d
Fe (železo)		3h	Transferin		3d
Ferritin		3d	Troponin T hs		24h
Free-β hCG		8d	TSH		3d
Folát – udržovat v temnu...		n)	TAG (triacylglyceroly)		3d
Fosfáty (anorg.)		3d	Valproát		2d
Gentamicin		3d	Vankomycin		2d
Glukóza		n)	Vitamin B12		3)
Glykovaný hemoglobin (HbA1c, gHb)		5d	Vitamin D		4d
GGT		3h	Urea (močovina)		3d
HCG		3d	Žlučové kyseliny (TBA)		3d
Imunoglobuliny (E, A, G, M)		3d			

**Typ odběrové nádoby (zkumavka = zk.), vsvětlivky:**

- „“... zk. s červeným uzávěrem (sérum) „“... zk. se zeleným uzávěrem (plazma) „“...močová zkumavka „“... zk. na glykovaný hemoglobin (dtto KO) „“... speciální odběr „xxx“... počítané hodnoty

- časový údaj pro doobjednání analytu (stb): „h“ ... hodina, „d“ ... den - platí pro teplotu skladování 2-8 °C a po centrifugaci vzorku
- doobjednání analytů v moči („“), pokud lze – pouze do 14.00 h téhož dne
- 1) v moči nelze doobjednat
- 2) v séru/plazmě do 8 h, v moči pouze do 1 h
- 3) při laboratorní T 2h, při 2-8 °C 48 h
- n) z důvodu stability analytu nelze doobjednat; pouze na výslovné přání lékaře (zápis do LIS) – za výsledky však nese odpovědnost OKB

pozn. 1: V případě pochybností o způsobu odběru červená/zelená odebírejte vždy do červené zkumavky bez gelu!

pozn. 2: Po dohodě s laboratorí možno provést vyšetření i jiných tělních tekutin...

**„STATIM“ vyšetření /modrá/ možno požadovat 24 h DENNĚ!!!**

**Ostatní (rutinní) vyšetření pouze v pracovních dnech 06.00 – 14.00 h ve dnech jejich vyšetřování!**

Zpracoval: <b>Ing. Lucie Hladká</b>	Kontroloval: <b>MUDr. Luděk Tábořský</b>	Schválil: <b>MUDr. Vladimír Fibiger</b>	1
--	---	--	---