

Albumin		5d	Kalprotektin (stolice)		3d
Albumin v moči		---	K (kalium, draslík)		5d
alfa-1-antitrypsin (A1AT)		5d	Kortizol		4d
alfa-1-fetoprotein (AFP)		5d	Kreatinin		5d
ALP		5d	Kreatinin enzymaticky		5d
Alkohol (ethanol)		n)	Kyselina močová		5d
ALT		5d	Laktát		8h
Amikacin		2d	LDH (laktátdehydrogenáza)		5d
Amoniak – před odběrem domluvit s OKB!!!		---	LPS (lipáza)		5d
AMS		5d/1)	Mg (magnesium, hořčík)		5d
ASLO		5d	Moč – chem. vyš. + sediment		---
AST		5d	Mok mozkomíšní – zákl. vyš.		3h
Astrup (ABR), ionizovaný vápník měřený		n)	Na (natrium, sodík)		5d
Beta-2-mikroglobulin		3d	NSE		n)
Bilirubin celkový – udržovat v temnu...		5d	NT-pBNP		5d
Bilirubin konjugovaný – udržovat v temnu...		5d	Okultní krvácení		3d
C3, C4 – komplement		5d	Osmolalita		2)
Ca (vápník, kalcium)		5d	PAPP A		5d
CA 15-3, 19-9, 72-4, 125		5d	Parathormon PTH (1-84)		24h
CEA		5d	Prealbumin		5d
Cl (chloridy)		5d	Prokalcitonin		24h
Cholesterol celkový		5d	Protein celkový		5d
Cholesterol „HDL“		5d	PSA		5d
Cholesterol „LDL“ (výpočet)	xxx	---	fPSA		5d
CK (kreatinkináza)		5d	aTG		4d
CK-MB mass		5h	aTPO		3d
CRP		5d	TRAK / aTSHR		5d
Digoxin		5d	RF (revmatoidní faktor)		5d
Moč – drogový screening		---	T4 volný (fT4)		5d
Fe (železo)		5d	T3 volný (fT3)		5d
Ferritin		5d	Transferin		5d
Free-β hCG		5d	Triacylglyceroly		5d
Folát – udržovat v temnu		2d	Troponin T hs		24h
Fosfáty (anorg.)		4d	TSH		5d
Gentamicin		5d	Valproát		5d
Glukóza		3d	Vankomycin		5d
Glykovaný hemoglobin (HbA1c, gHb)		5d	Vitamin B12		3)
GGT		5d	Vitamin D		4d
HCG		3d	Urea (močovina)		5d
Homocystein		4d	Žlučové kyseliny (TBA)		5d
Imunoglobuliny (E, A, G, M)		5d			

**Typ odběrové nádoby (zkumavka = zk.), vysvětlivky:**

- „“... zk. s červeným uzávěrem (sérum) „“... zk. se zeleným uzávěrem (plazma) „“...močová zkumavka „“... zk. na glykovaný hemoglobin (dtto KO) „“... speciální odběr „xxx“... počítané hodnoty „“ - zkumavka s šedým uzávěrem (s obsahem NaF - plazma)

- časový údaj pro doobjednání analytu (stb): „h“ ... hodina, „d“ ... den - platí pro teplotu skladování 2-8 °C a po centrifugaci vzorku
- doobjednání analytů v moči („“), pokud lze – pouze do 14.00 h téhož dne
- 1) v moči nelze doobjednat
- 2) v séru/plazmě do 8 h, v moči pouze do 1 h
- 3) při laboratorní T 2h, při 2-8 °C 48 h
- n) z důvodů stability analytu nelze doobjednat; pouze na výslovné přání lékaře (zápis do LIS) – za výsledky však nenese odpovědnost OKB

pozn. 1: V případě pochybností o způsobu odběru červená/zelená odebírejte vždy do červené zkumavky

pozn. 2: Po dohodě s laboratoří možno provést vyšetření i jiných tělních tekutin...

**„STATIM“ vyšetření /modrá/ možno požadovat 24 h DENNĚ!!**

Zpracoval: Ing.Kochová Jana Ing.Kotrčová Lucie	Kontroloval: Hégrová Andrea	Schválil: Ing.Kochová Jana
--	--------------------------------	-------------------------------